

zetMedica®

NEU

Feuchte Waschhandschuhe, antibakteriell


ZVG®
* SINCE 1973 *

Gründliche Patientenpflege – hygienisch und komfortabel

Im **zetMedica®**-Sortiment der **ZVG®** wurde eine weitere Variante der praktischen Waschhandschuhe entwickelt. Die Reinigungsflüssigkeit, mit denen die neuen feuchten Waschhandschuhe getränkt sind, wirkt antibakteriell. So wird die Pflege bettlägeriger Patienten noch hygienischer – gerade auch, wenn kein fließendes Wasser zur Verfügung steht. Die Waschhandschuhe sind gebrauchsfertig, ein Nachspülen ist nicht notwendig.

Mit den feuchten Einweg-Waschhandschuhen ist eine gründliche und zugleich schonende Reinigung des gesamten Körpers möglich. Dank ihres textilähnlichen Charakters sind die weichen Vliestücher auch nass besonders reißfest. Die Waschhandschuhe sind hygienisch einzeln verpackt und werden nach der Benutzung entsorgt. So wird das Kontaminationsrisiko, welches bei Nutzung von Mehrwegtüchern immer besteht, nahezu ausgeschlossen.

- Parfümfrei
- pH-neutral
- Einfache Anwendung
- In Mikrowelle erhitzbar
- Antibakteriell
- Wirksam gegen MRSA, ESBL und VRE nach EN 13727 und EN 13624



antibakteriell



Feuchte Waschhandschuhe
antibakteriell, weiß,
ca. 22 x 15 cm,
VE = 24 Beutel à 8 Stück
Art. 12108-00

made for
ZVG

zetZubehör
Reinigungszubehör/Matten

zetMatic®
Spendersysteme

zetMedica®
Pflegebedarf

zetClean®
Reinigungs- und Pflegemittel

zetGigant®
Tollenthygiene

zetRoll®
Handtuchrollen-Systeme

zetForm®
Fallhandlich-Systeme

zetSorb®
Olaugefänger

zetPutz®
Putztafel/Putztauchrollen

zetMask®
Einweg-Atemschutzmasken

zetDress®
Einweg-Schutzkleidung

Feuchte Waschhandschuhe

Die feuchten Waschhandschuhe aus dem **zetMedica®**-Sortiment kommen immer dann zum Einsatz, wenn bei der Pflege von bettlägerigen Patienten kein fließendes Wasser zur Verfügung steht.

Als Alternative zu den antibakteriellen, feuchten Waschhandschuhen ist die Reinigungsflüssigkeit dieser Variante mit pflegendem Aloe Vera und Vitamin E angereichert.

Bei Bedarf kann die Verpackung in der Mikrowelle (20-25 Sekunden bei 600 Watt) oder in einem Wärmeschrank erwärmt werden. Für eine erfrischende Waschung kann die Verpackung vorab gekühlt werden. Das Softpack vorsichtig öffnen und nach Bedarf einen Waschhandschuh herausnehmen.

- Mit Aloe Vera und Vitamin E
- pH-neutral
- Dermatologisch getestet
- Parfümfrei



Feuchte Waschhandschuhe

weiß, ca. 22 x 15 cm,
VE = 24 Beutel à 8 Stück
Art. 12106-00

Haare waschen ohne Wasser!

Bei der Pflege körperlich eingeschränkter Menschen in Pflegeeinrichtungen oder in häuslicher Umgebung gibt es oft keinen direkten Zugriff auf fließendes Wasser, um Haare auf herkömmlichem Weg zu waschen. Mit der Shampoo-Haube aus dem **zetMedica®**-Sortiment der **ZVG®** erhalten Patienten ein Stück Wohlbefinden zurück: Die Haare können im Bett ohne Wasser „gewaschen“ werden. Anschließend nur noch stylen: Fertig! (kein Auswaschen nötig)

- Pflegt und reinigt die Haare ohne Wasser
- Erfrischt und spendet Feuchtigkeit
- Einfache Anwendung
- In Mikrowelle erhitzbar
- Mit Aloe Vera
- Dermatologisch getestet



Shampoo-Haube

weiß, ca. Ø 49 cm,
VE = 24 Beutel à 1 Stück
Art. 12107-00



Ihr Partner für ZVG-Qualitätsprodukte: